

Urinal Homme jetable

HYGIENE

- FONCTION** : Usage unique : recueil des urines de l'homme en position debout ou semi-allongée si nécessaire.
- CONFORT** : Maniement simple et rationnel, prêt à l'utilisation pour le patient
- MODE D'EMPLOI** : Prendre un urinal et le positionner sur la verge. Après usage, vider le contenu dans les toilettes.
- ELIMINATION** : L'urinal s'élimine intégralement en macérateur. Produit étanche sur une période de 4 h mini. Passé ce délai, vider/détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite



Fabrication
Européenne



DONNEES TECHNIQUES

Couleur	Dim (L X l X h)	Composition	Poids	Contenance	Norme CE
Beige ou gris	256 x 111 x 123 mm diamètre ouverture = 55 mm	Fibres cellulose moulées (épaisseur 1,15 mm)	45 g	875 ml	Dispositifs de Classe 1 (directive 93/42/CEE)

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / carton	Dim carton (L x l x h)	Poids carton	Pays d'origine
100	945 X 255 X 885 mm	5 kg	France

Unités / palette	Cartons / palette de 1,70 m		
300	3		

 **Abena-Frantex SA**
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

