

Spray Electro conducteur ECG UNI'GEL SPRAY

Gel ECG

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	K51FZ99
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	I
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	11/2012
Fabricant :	CERACARTA

Descriptif du dispositif :

Permet la réutilisation d'électrodes sans procéder à des nettoyages trop fréquents, permettant une plus grande longévité des électrodes tout en assurant une bonne hygiène.

Conductivité optimale

Nettoie et dégraisse la peau

Ne tâche pas

Ne laisse aucun dépôt sur les électrodes

Désignation du produit	Ancienne référence	Nouvelle référence	Conditionnement
Spray conducteur pour ECG flacon 250ml	250286	250977	Carton de 25 u.

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Matériaux : Eau, Agent humectant, Agent conducteur, Conservateur pour usage cosmétique conforme à la réglementation CEE, Solution alcoolisée.

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence



Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Cardiologie

Indications :

ECG

Electrocardiogramme

Surveillance cardiaque

2 PROCEDE DE STERILISATION : Produit non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Appliquer sur la peau du patient et suivre les instructions d'utilisation des électrodes et de l'appareil.

AUTRES DONNEES TECHNIQUES :

Testé non irritant, non sensibilisant.

Hydro soluble.

Ne contient pas de formaldéhyde.

PH: 6.5 +/- 1.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

