



FICHE PRODUIT

Masques chirurgicaux Type IIR à usage unique non stériles

Empêche les germes présents dans les voies respiratoires de sortir et de contaminer l'entourage. Permet de limiter la transmission des virus aéroportés par les personnes infectées.

TYPE

Masques non stériles à USAGE UNIQUE.
Adaptés au milieu hospitalier pour un usage médical.

CARACTÉRISTIQUES

Efficacité de filtration bactérienne :
BFE \geq 98 %
Réspirabilité : $<$ 60 pa/cm²
Bioburden : $<$ 30 Cfu/G
Couches : 3

DIMENSION

9.5 x 17.5cm

CONDITIONNEMENT

La boîte de 50


NORMES

Norme harmonisée EN 14683 : 2019 (Type IIR) qui évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le sens de l'expiration.
Directive européenne 93/42/CEE.
Marquage CE.

STOCKAGE

Les masques ont une durée de conservation limitée et doivent être stockés dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité entre 10 et 25°C.

Durée d'utilisation : 4h



RÉFÉRENCE

MSIIR La boîte de 50 masques chirurgicaux type IIR

Distribué par SUBRA MEDICAL.

www.subra-medical.fr

ZI Thibaud
7 rue de Jean de Guerlins
31100 Toulouse

Contact :
Tél. : 05 34 637 637
Fax : 05 34 637 600
Mail : contact@subra-medical.fr