



## 1- Produit

### 1.1- Description

Urinal masculin absorbant jetable à doubles cordonnets coulissants, muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalence fluides biologiques) destiné au recueil des urines.

### 1.2- Composition

Sac: PEBD, muni de doubles cordonnets (bleu et blanc). Dimensions : 16x38 cm, 32 µm.  
Tampon super-absorbant: Support à base de cellulose et de polyacrylate de sodium. Dimensions: 24x13cm.

## 2- Utilisation

### 2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte et prendre un sac
2. Déplier le sac, l'ouvrir, et le tenir avec les mains
3. Uriner dans le sac
4. Attendre que le contenu soit transformé en gel.
5. Pour fermer, tirer les cordonnets de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre; nouer.

### 2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

### 2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants.

## 3- Réglementaire

### 3.1- Conformité

Marquage CE - Conforme à la Règlementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur.

### 3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

### 3.3- Code douanier

3923210000

### 3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## 4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
7733993	Contenu de l'étui: Pack de 20 sacs 250x50x150 mm 0,5 kg	21 packs de 20 sacs (soit 420 sacs) 770x380x170 mm 11 kg	33 cartons - soit 693 packs (soit 13860 sacs) 120x80x205 cm 355 kg (palette comprise) 11 étages de 3 cartons

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente/ caisse américaine : dimensions extérieures
- Dimensions, poids, volume : ± 5%

- Référence du document: INNO-DO-014
- Version : 02