



## FICHE TECHNIQUE

Boîte x100, Réf. Catalogue : 9578410

### 1- Produit

- 1.1- Description** Sachet-dose hydrosoluble contenant de la poudre de polymères super-absorbants (SAP).
- 1.2- Destination** Gélification des fluides corporels dans des petits contenants - poches de stomies retirées du patient, bouches d'aspiration, ...
- 1.3- Composition**  
Poudre : polyacrylate de sodium, capacité d'absorption de 65 g/g (solution saline 0,9%), quantité de poudre dans le sachet: 7 grammes  
Sachet hydrosoluble : alcool polyvinylique (PVOH), dimensions: 12x3 cm.

### 2- Utilisation

- 2.1- Mode d'emploi**
- Ouvrir le pack et en extraire une dose hydrosoluble.
  - Jeter la dose hydrosoluble dans le liquide à gélifier ou dans le récipient.
  - Laisser le film hydrosoluble se dissoudre au contact des liquides.
  - Attendre la gélification du liquide.
  - Jeter à l'endroit approprié (selon réglementation en vigueur).
- 2.2- Élimination** Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Liquide avec biocides: dans la filière appropriée selon réglementation en vigueur. Ne pas jeter la dose dans les canalisations et les égouts.
- 2.3- Précautions d'emploi** Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas utiliser ce produit pour gélifier les produits chimiques suivants : acides forts (concentrations > 3%), bases fortes (concentrations > 10%) et agents oxydants forts. Ne pas manipuler avec les mains humides. Rincer abondamment l'œil en cas de contact oculaire ou la bouche en cas d'ingestion ; appeler un médecin si nécessaire. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- 2.4- Conditions de conservation** Conserver le produit bien fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à une température supérieur à 0°C.

### 3- Réglementaire

- 3.1- Conformité** Marquage CE - Conforme à la Règlementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur.
- 3.2- Identification** Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).
- 3.3- Code douanier** 3906909090 (selon la législation européenne en vigueur).
- 3.4- Sécurité** Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
9578410	Contenu de l'étui: Packs de 100 sachets hydrosolubles 200x115x115mm 0,78kg	18 packs (soit 1800 sachets) 413x363x359mm 15,7Kg	30 cartons soit 540 packs 120x80x198cm - 487kg (palette comprise) 5 étages de 6 cartons

• Marques, dessins et modèles internationaux déposés

• Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente: dimensions extérieures; caisse américaine : dimensions intérieures

• Dimensions, poids, volume : ± 5%

☐ Référence du document: INNO-DO-005

☐ Version : 02