

FAUTEUIL RELEVEUR THALIA 1 MOTEUR

NOUVEAU
COLORIS !



 BLEU
EASYCLEAN

Référence :
THALIA_GRIS
THALIA_TAUPE
THALIA_BLEU
THALIA_BEIGE

 GRIS
MICROFIBRE



STRUCTURE

Mécanisme en acier.
Structure Pin Massif.
Contreplaqué Peuplier.

GARANTIE 2 ANS

GARNISSAGE

Assise : mousse polyuréthane
28kg/ m³ densité

Dossier : rembourré de fibres creuses de
Polyester Siliconées conjuguées

Accoudoirs : mousse polyuréthane 24kg/m³
densité.

Suspension : Ressorts Nozag, sangles élastiques.

Pieds : PVC

NOUVEAU
COLORIS !



 BEIGE
EASYCLEAN

Scannez pour
visualiser la vidéo



 TAUPE
CLAIR
MICROFIBRE

DIMENSIONS

A	Hauteur totale	106 cm
B	Profondeur totale	87 cm
C	Profondeur d'assise	52 cm
D	Hauteur assise/sol	48 cm
E	Largeur d'assise	49 cm
F	Largeur totale	72 cm

