

Vos fonctionnalités

Vos coloris et finitions

Les caractéristiques

Un renseignement ? Des questions ?
Nous nous tenons à votre disposition
pour y répondre !

Fauteuils Releveurs



1 moteur

Dispose de toutes les fonctionnalités de confort standard :
Vous pouvez simplement vous asseoir et vous détendre mais aussi opter pour une position semi-couchée en alternant le repose-pieds et l'inclinaison simultanée du dossier.

2 moteurs

Dispose de toutes les fonctionnalités de confort supérieur :
Vous avez la possibilité d'opter pour une position détente en choisissant un réglage dont le repose-pieds et le dossier sont indépendants. Vous pouvez également choisir un réglage synchronisé qui permet une position allongée.

4 moteurs

Cette version haut de gamme vous apporte un confort d'excellence et un choix détaillé des fonctionnalités :
Vous pouvez choisir une position sur-mesure de détente, surélever le repose-pieds et/ou le dossier de façon simultanée. Selon vos envies, vous pouvez également régler l'appui tête du fauteuil ainsi que le soutien lombaire comme vous le souhaitez.

Vos positions

POSITION REPOS : bien-être et détente

1 moteur : basculement du dossier et du repose-pieds de manière simultanée.

et 2 et 4 moteurs :

basculement sur-mesure du dossier et du repose-pieds : désynchronisation possible en fonction des envies. Idéal pour le repos, la lecture, regarder la télévision...

, et 1, 2 et 4 moteurs :


POSITION RELEVEUR : aide et praticité

Position permettant de s'asseoir et de se relever sans difficulté. Idéal pour les personnes rencontrant des difficultés pour le passage à la station debout.

POSITION ALLONGÉE : confort et repos

Position allongée. Idéal pour dormir et se reposer.


Thalia



1 moteur

Thalia		106 cm	87 cm	52 cm	48 cm	49 cm	72 cm	87 cm	49 cm	157 cm	110 kg	2 ans
Orphée		117 cm	82 cm	47 cm	50 cm	48 cm	76 cm	76 cm	47 cm	190 cm	110 kg	2 ans


Diane



2 moteurs

Diane		109 cm	90 cm	50 cm	48 cm	47 cm	75 cm	75 cm	50 cm	180 cm	140	2 ans
Artemis		106 cm	89 cm	50 cm	49 cm	50 cm	77 cm	69 cm	59 cm	176 cm	kg	2 ans

Orphée



4 moteurs

Luna		110 cm	87 cm	49-52 cm	51 cm	45 cm	76 cm	64-74 cm	50 cm	180 cm	140 kg	2 ans
------	--	--------	-------	----------	-------	-------	-------	----------	-------	--------	--------	-------

Artemis



Luna

