

Jelly



Coloris stock permanent : **BRONZE (tubes) / BLEU**
Code article : **2010049S01**
Code GTIN : 3615800054046

Famille :
Fauteuils garde robe

Description :
Fauteuil garde robe fixe, finition époxy

Usage revendiqué :
Les fauteuils garde robe ne sont utilisables qu'en tant que palliatif à l'incontinence. Ces fauteuils ne sont pas prévus pour une utilisation extérieure ou une utilisation en milieu humide (douche salle de bain, piscine ...)

Dispositif médical : oui **Classe du DM :** I
Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
Durée de vie : 2 ans

Code identification individuelle LPPR : 6259207
(CHAISE PERCEE AVEC ACCOUDOIRS ET SEAU, VILGO)



Modèle présenté : JELLY BRONZE / BLEU - 2010049S01

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur hors tout : 805
- Largeur hors tout : 550
- Profondeur hors tout : 530


- Hauteur d'assise : 475
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 445

- Largeur assise amovible : 400
- Profondeur assise amovible : 460
- Epaisseur assise amovible : 30

- Dimensions accoudoir : 150x45x25
- Dimensions dossier : 450x190x30

- Hauteur sol / fil de seau : 390

■ Conditionnement :
Emballage par lot de 14
sur palette 80x120x187



Description technique

- Châssis tube acier Ø 25 x 1,2 mm
- Accoudoirs confortés fixes
- Seau ergonomique + couvercle
- Garnitures standard M4
- Chaises empilables par 7

- Finition : époxy Bronze (RAL1035)

Poids du produit :

5,6 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Mai 2025

Version mise sur le marché :

Etiquetage produit



Jelly



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E201051	1	Cadre de Jelly
2	E201138	1	Dossier Jelly bleu
3	A001047	4	Vis bois TCBLZ 5/16 cruci
4	A000081	2	Embout diam 20 EAZ noir (intérieur)
5	E201168	2	Accoudoir Jelly bleu
6	A001047	4	Vis bois TCBLZ 5/16 cruci
7	E201108	1	Bouchon Jelly bleu
8	E201158	1	Assise percée Jelly bleue
9	A000105	2	Pontet de garde robe plastique
10	A001047	4	Vis bois TCBLZ 5/16 cruci
11	A204011	1	Seau ergo éco GR + couvercle
12	A000031	4	Embout diam. 25 enveloppant noir

