

JELLY

CHAISE GARDE-ROBE




NOUVEAU

BOUCHON AMOVIBLE



ASSISE RELEVABLE



Hauteur fixe et accoudoirs fixes.
Existe avec pieds réglables
en hauteur : JELLY PR

Chaises empilables : Livrées sur palettes par lot de 14.

Nos chaises sont livrées sans carton afin de réduire notre empreinte écologique.

Dimensions en cm, poids en kg

	80	47	55	56	45	45	130	6	COLORIS UNIQUE
JELLY	80	47	55	56	45	45	130	6	
JELLY PR	74 à 89	40 à 55	55	56	45	45	130	6,5	

HMS-VILGO

ROUTE DE SAINTE-ALVÈRE
CREYSSE B.P. 212
24102 BERGERAC CEDEX

contact@hms-vilgo.com

WWW.HMS-VILGO.COM

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical