

TA 4004



120 Kg



Code article : **1060060**

Code GTIN : 3615800052691

Famille :

Aides à la marche

Description :

Déambulateur 4 roues dont 2 à frein, aluminium, pliant, avec panier, et poignées ergonomiques réglables en hauteur.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec deux bras
Utilisation intérieur / extérieur

Dispositif médical : oui

Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Durée de vie : 2 ans

Code identification individuelle LPPR : 6259236
(DEAMBULATEUR, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Largeur : 615
- Longueur : 700
- Hauteur mini/maxi : 795 / 905
- Dimensions plié (lxLxh) : 615x300x940/1060

- Hauteur sol / siège : 530
- Largeur entre poignées : 480

- Panier : 180 x 320 x 140
- Siège : 295 x 345 x 30

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 100 g

Description technique

- Châssis soudé tubulaire en aluminium finition époxy (Ø25x1,5 – Ø19)
- Crosses (tube acier Ø22x1,5) réglables en hauteur (6 positions) finition époxy
- Poignées ergonomiques
- Siège PVC et mousse + appui dos en mousse pivotant et escamotable
- Panier textile amovible

- Freins de parking et de service sur roues arrières
- 4 roues : Ø 190 x 25 mm à bandage, fixes à l'arrière et pivotante à l'avant

Poids du produit :

Net : **6,6 kg**
Brut : **8.2 kg**

Mise sur le marché à partir de : 25/06/2024

Version mise sur le marché à partir de :

Etiquetage produit

