


HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



Déambulateur 4 roues

TA 4004

TA 4004



Panier en textile amovible.

Siège PVC et mousse + **appui dos** en mousse pivotant et escamotable.

Déambulateur
4 roues
à bandage :

- 2 roues fixes à l'arrière à frein (parking et service)
- 2 roues pivotantes à l'avant

Crosses
réglables
en hauteur
(6 positions)

Caractéristiques Techniques



795/905



700



615



530



615x300
x940/1060



6,6



120



Coloris
Vert

(dimensions en mm, poids en kg)



Châssis
léger en
aluminium
et **pliant**