

FAUTEUIL RELEVEUR IRIS 2 MOTEURS



Le confort qui vous soulève

Dossier et accoudoirs généreux,
repose-pieds extra long et double moteur
pour un réglage précis et une détente totale.



STRUCTURE

Mécanisme en acier.
Structure Pin Massif.
Contreplaqué Peuplier.

GARANTIE 2 ANS

GARNISSAGE

Assise : Mousse de polyuréthane 32-34kg/m³
Sangles élastiques
Ressorts nosag

Dossier : Fibres creuses vierges siliconées.

Accoudoirs : Mousse de polyuréthane 22kg/m³

Suspension : Ressorts Nozag, sangles élastiques.

Tissu : Mozart, 100% polyester.



DIMENSIONS

A	Hauteur totale	109 cm
B	Profondeur totale	88 cm
C	Profondeur d'assise	49 cm
D	Hauteur assise/sol	48 cm
E	Largeur d'assise	46 cm
F	Largeur totale	77 cm

